


Fiole jaugée col large, verre ambré, classe A, NABL

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ML)	Col	Tolérance ($\pm$ ML)	Conditionnement
60B/1	10	14/23	0.025	1
60B/2	20	14/23	0.04	1
60B/3	25	14/23	0.04	1
60B/4	50	14/23	0.06	1
60B/5	100	19/26	0.10	1
60B/6	200	19/26	0.15	1
60A/7	250	19/26	0.15	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES