

Fiole jaugée col large, classe A, NABL

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ML)	Col	Tolérance ($\pm$ ML)	Conditionnement
56/1	10	14/23	0.04	1
56/2	20	14/23	0.06	1
56/3	25	14/23	0.06	1
56/4	50	14/23	0.10	1
56/5	100	19/26	0.10	1
56/6	200	19/26	0.15	1
56/7	250	19/26	0.15	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES