


Fiole jaugée col large, classe A

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ML)	Col	Tolérance (±ML)	Conditionnement
55/1	10	14/23	0.04	1
55/2	20	14/23	0.06	1
55/3	25	14/23	0.06	1
55/4	50	14/23	0.10	1
55/5	100	19/26	0.10	1
55/6	200	19/26	0.15	1
55/7	250	19/26	0.15	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES