


# Fiole jaugée col large, verre clair, code couleur, classe A

Réf. : -



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (ML) | Col   | Tolérance ( $\pm$ ML) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 654/1           | 10            | 14/23 | 0.04                  | 1               |
| 654/2           | 20            | 14/23 | 0.06                  | 1               |
| 654/3           | 25            | 14/23 | 0.06                  | 1               |
| 654/4           | 50            | 14/23 | 0.10                  | 1               |
| 654/5           | 100           | 19/26 | 0.10                  | 1               |
| 654/6           | 200           | 19/26 | 0.15                  | 1               |
| 654/7           | 250           | 19/26 | 0.15                  | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES