

Pipette jaugée ASTM, classe A, certificat NABL

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance ($\pm$ mL)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
32/1	1	0.006	9	325	10
32/2	2	0.006	9	350	10
32/3	3	0.01	10	380	10
32/4	4	0.01	11	380	10
32/5	5	0.01	12	410	10
32/6	6	0.01	13	390	10
32/7	7	0.01	13	395	10
32/8	8	0.02	13	430	10
32/9	9	0.02	13	430	10
32/10	10	0.02	16	450	10
32/11	15	0.03	18	450	10
32/12	20	0.03	22	520	10
32/13	25	0.03	24	530	10
32/14	30	0.03	24	540	10
32/15	40	0.05	30	550	10
32/16	50	0.05	30	550	10

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance (±mL)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
32/17	100	0.08	38	600	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES