

Pipette jaugée à un trait, classe A, ASTM

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance ($\pm$ mL)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
31/1	1	0.006	9	325	10
31/2	2	0.006	9	350	10
31/3	3	0.01	10	380	10
31/4	4	0.01	11	380	10
31/5	5	0.01	12	410	10
31/6	6	0.01	13	390	10
31/7	7	0.01	13	395	10
31/8	8	0.02	13	430	10
31/9	9	0.02	13	430	10
31/10	10	0.02	16	450	10
31/11	15	0.03	18	450	10
31/12	20	0.03	22	520	10
31/13	25	0.03	24	530	10
31/14	30	0.03	24	540	10
31/15	40	0.05	30	550	10
31/16	50	0.05	30	550	10

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance (±mL)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
31/17	100	0.08	38	600	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES