

Pipette jaugée à un trait, classe A, certificat NABL

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Tolérance ($\pm$ mL)	Ø du réservoir (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
29/1	1	0.006	9	325	10
29/2	2	0.01	9	350	10
29/3	3	0.01	10	380	10
29/4	4	0.01	11	380	10
29/5	5	0.015	12	410	10
29/6	6	0.015	13	390	10
29/7	7	0.015	13	395	10
29/8	8	0.02	13	430	10
29/9	9	0.02	13	430	10
29/10	10	0.02	16	450	10
29/11	15	0.02	18	450	10
29/12	20	0.03	22	520	10
29/13	25	0.03	24	530	10
29/14	50	0.05	30	550	10
29/15	100	0.08	38	600	10

