

Adoucisseur d'eau

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Désignation
224A	Water Softner

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adoucit l'eau dure et fournit une eau de bonne qualité pour les usages de laboratoire.

Élimine les ions calcium et magnésium présents dans l'eau dure ; l'eau adoucie ainsi obtenue présente une dureté inférieure à 5 ppm de carbonate de calcium.

Spécialement conçu pour faciliter l'entretien et la régénération de la résine par une solution de chlorure de sodium.

L'utilisation d'eau dure dans les bouilleurs provoque un entartrage et des dépôts difficiles à nettoyer

il est donc recommandé d'utiliser de l'eau adoucie, ce qui prolonge la durée de vie des bouilleurs en verre ou en quartz et améliore la qualité du distillat.