


# Densimètre pour vin et bière, avec certificat NABL

Réf. : –



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Étendue                                        |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 2163C           | 0.990-1.160 sp. gr., 0-20% vol., 0°-35° Brix   |
| 2164C           | 0.980-1.110 sp. gr., -2-14% vol., 26-288 sug\L |
| 2165C           | 0.980-1.130 sp. gr., 3-17% vol., 0°-16° Be     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES