

Système d'ajout de litière IVC-PA800

Réf. : IVC-PA800

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IVC-PA800
Capacité de stockage supérieure	0,035 m ³
Capacité de stockage inférieure	0,2 m ³
Système de contrôle	PLC
Affichage	Écran tactile LCD 4,3"
Vitesse de levage	50 L/min
Filtre	2 × filtre HEPA
Hauteur de remplissage	385 mm
Hauteur du plan de travail	810 mm
Matériau (extérieur)	Acier inoxydable 304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'ajout de litière à détection automatique de la chute de matière et fonctionnement entièrement automatique (alimentation, ajout). Commande PLC, écran tactile 4,3", 2 filtres HEPA, structure en inox 304.