

Système de collecte de litière IVC-PC600

Réf. : IVC-PC600

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IVC-PC600
Capacité	80 L
Système de contrôle	PLC
Affichage	Écran tactile LCD 4,3"
Filtre	2 × filtre HEPA
Hauteur du plan de travail	946 mm
Matériau (intérieur / extérieur)	Acier inoxydable 304
Roulettes	Quatre roulettes pivotantes
Consommation totale	500 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de collecte de litière à évacuation filtrée HEPA en dépression totale, captant efficacement les poussières et mousses de litière. Commande PLC, écran tactile 4,3", 2 filtres HEPA, structure inox 304, quatre roulettes pivotantes.