


Passeur d'échantillons TOC — AS-200

Réf. : AS-200

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Type d'échantillon	Solid or Suspension liquid sample
Paramètres analysés	TC, TIC, TOC (TC-IC)
Méthode TC	High temperature catalytic combustion (900°C, Max. 1000°C)
Méthode TIC	Acidification at 200°C
Porte-échantillon	Quartz boat
Gaz requis	Oxygen, purity $\geq 99.995\%$ (TOC analyzer provides) Flow rate: 500mL/min
Gamme de mesure	0.1-30.0
Volume d'échantillon max.	Solid: 1.0g TC liquid: 0.5mL IC liquid: 0.3mL
Temps de mesure	5-8min
Alimentation	AC100-240V, 50/60 Hz, 1000W
Dimensions colisage (LxPxH) (mm)	870x650x530
G.W. (kg)	66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Passeur d'échantillons automatique (autosampler) AS-200 pour l'automatisation des analyses TOC. Accessoire compatible avec les analyseurs de la gamme.