

Thermocycleur PCR 96 puits PCR-TC96A

Réf. : PCR-TC96A



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC96A
Capacité	96×0,2 ml
Formats	Tube 0,2 ml, barrettes 8, barrettes 12, plaque 96 puits demi-jupe, plaque 96 puits sans jupe
Plage de température	0–105 °C
Vitesse de rampe max	5 °C/s
Uniformité	≤±0,2 °C
Précision	≤±0,1 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Contrôle de température	Bloc / Tube
Vitesse de rampe réglable	0,01–5 °C
Plage de gradient	30–105 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le thermocycleur PCR-TC96A est doté d'un module en aluminium renforcé anodisé. Compatible avec de nombreux formats (tube 0,2 ml, barrettes 8/12, plaques 96 puits demi-jupe et sans jupe).