

Réfrigérateur de pharmacie - Buy Réfrigérateur médical on Scitek

Réf. : MR-5V410 • MR-5V520 • MR-5V540 • MR-5V720 • MR-5V1010

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
MR-5V410	2 to 8 C °C	405 L
MR-5V520	2 to 8 C °C	515 L
MR-5V540	2 to 8 C °C	535 L
MR-5V720	2 to 8 C °C	715 L
MR-5V1010	2 to 8 C °C	1000 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dans le domaine critique de la conservation des médicaments et échantillons, chaque degré compte. Les réfrigérateurs pharmaceutiques sont conçus pour le stockage des médicaments, réactifs et échantillons biologiques entre 2 et 8 °C. Déployés en pharmacies hospitalières, laboratoires cliniques, instituts de R&D pharmaceutique et centres de contrôle des maladies.

Caractéristiques :

Système de régulation informatisé haute précision, ventilateur centrifuge et conduit d'air 3D

circulation d'air froid uniforme multipoint et multidirectionnelle, régulation à ± 2 °C.

Porte en verre trempé à angles arrondis, anti-explosion et anti-rayures ; technologie Low-E à double vitrage sous vide rempli de gaz inerte, haute transparence et anti-buée, pour une observation panoramique sûre.

Aménagement intérieur optimisé avec étagères réglables, maximisant l'espace de stockage utile.

Design extérieur bicolore élégant et moderne, s'intégrant aux environnements médicaux haut de gamme.