


# Photomètre de flamme, série SP-FPI (SP-FP6400 → SP-FPI6450)

Réf. : SP-FPI6450 • SP-FPI6440 • SP-FP6432 • SP-FPI6431 • SP-FPI6430 • SP-FPI6410 • SP-FP6400

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique          | SP-FPI6450                            | SP-FPI6440                | SP-FP6432                | SP-FPI6431               | SP-FPI6430               | SP-FPI6410               | SP-FP6400                |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Afficheur                | Écran tactile couleur 7"              | Écran tactile couleur 7"  | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables      | K, Na, Li, Ca, Ba                     | K, Na, Li, Ca             | K, Na, Ba                | K, Na, Ca                | K, Na, Li                | K, Na                    | K, Na                    |
| Nombre de canaux         | 5                                     | 4                         | 3                        | 3                        | 3                        | 2                        | 2                        |
| Plage de lecture         | 0,000–9999 / 0–65535                  | 0,000–9999 / 0–65535      | 0,000–9999 / 0–65535     | 0,000–9999 / 0–65535     | 0,000–9999 / 0–65535     | 0,000–9999 / 0–65535     | 0,000–9999 / 0–65535     |
| Gammes (ppm)             | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na 0–200 ; Ba 0–3000   | K/Na 0–200 ; Ca 0–1000   | K/Na/Li 0–200            | K/Na 0–200               | K/Na 0–200               |
| Temps de réponse         | <8 s                                  | <8 s                      | <8 s                     | <8 s                     | <8 s                     | <8 s                     | <8 s                     |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min                             | <6 mL/min                 | <6 mL/min                | <6 mL/min                | <6 mL/min                | <6 mL/min                | <6 mL/min                |
| Stabilité                | <3 % de dérive sur 15 s               | <3 % de dérive sur 15 s   | <3 % de dérive sur 15 s  | <3 % de dérive sur 15 s  | <3 % de dérive sur 15 s  | <3 % de dérive sur 15 s  | <3 % de dérive sur 15 s  |
| Imprimante Bluetooth     | Oui                                   | Oui                       | En option                | En option                | En option                | En option                | En option                |
| Alimentation             | AC 220/110 V, 50/60 Hz                | AC 220/110 V, 50/60 Hz    | AC 220/110 V, 50/60 Hz   | AC 220/110 V, 50/60 Hz   | AC 220/110 V, 50/60 Hz   | AC 220/110 V, 50/60 Hz   | AC 220/110 V, 50/60 Hz   |

| Caractéristique            | SP-FPI6450  | SP-FPI6440  | SP-FP6432   | SP-FPI6431  | SP-FPI6430  | SP-FPI6410  | SP-FP6400   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensions<br>(l×P×H) (mm) | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 |
| Poids net /<br>brut (kg)   | 16 / 20     | 16 / 20     | 16 / 20     | 16 / 20     | 16 / 20     | 16 / 20     | 16 / 20     |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caractéristiques :
- Écran tactile couleur de 7 pouces.
  - Lecture directe de la concentration.
  - Dispositif de protection anti-extinction de la flamme.
  - Calcul automatique des coefficients de corrélation.
  - Prise en charge de la connectivité cloud, de la connexion PC et de l'impression.