

Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau SP-DUVU8 / SP-DUVU9 (lampe xénon flash)

Réf. : SP-DUVU8 / SP-DUVU9

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUVU8	SP-DUVU9
Système optique	Double faisceau	Double faisceau
Source lumineuse	Lampe xénon flash (durée de vie ≥ 7 ans)	Lampe xénon flash (durée de vie ≥ 7 ans)
Détecteur	Photodiode silicium	Photodiode silicium
Affichage	LCD couleur haute résolution 7" 1024×768	Écran tactile capacitif couleur 10,1" 1024×800
Bande passante	1 ou 2 nm (option)	1 ou 2 nm (option)
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage d'absorbance	-3,0 à 3,0 A	-3,0 à 3,0 A
Précision en longueur d'onde	0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm)	0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm)
Répétabilité en longueur d'onde	0,1 nm	0,1 nm
Vitesse de balayage	Rapide / Moyen / Lent	Rapide / Moyen / Lent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nouveau chemin optique et récepteur à tube photomultiplicateur sensible, pour de larges applications. Affichage grand écran 7" 1024×768 à touches Omron ; prise en charge du stockage sur clé USB.