

pH-mètre de poche

Réf. : PH-P

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-P	—	0,01 pH	±0,01 pH ±1 digit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Mesure pH, ORP (sonde ORP en option) et température simultanément.

Étalonnage automatique simple avec reconnaissance des tampons ; compensation automatique de température (ATC) de 0 à 50 °C.

Fonction de maintien de données.

Rétroéclairage LCD de couleur variable pour une utilisation facile.

Kit complet avec accessoires prêts à l'emploi, très simple sur le terrain.

Restauration des réglages d'usine.

Sonde remplaçable, excellent rapport qualité-prix.

Indice de protection IP67.