

Testeur de point d'éclair en vase clos automatique FPT-261D

Réf. : FPT-261D

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Flash Point Determination	Range: Ambient to 230°C
Heating Rate	Procedure A: (5 ~ 6)°C/min
Stirring Rate	Procedure A and C: (90 ~ 120)RPM
Igniting Mode	1. Electric ignition
Data Transmission Mode	Bluetooth
Suitable Temperature	Ambient temperature : (15 ~ 35)°C
Alimentation	AC(220±5%)V, 50Hz
Total Power Consumption	≤600W
Size(W×D×H)(mm)	510×320×330
Net Weight	20kg
Package Size(W×D×H)(mm)	690×520×610
Gross Weight	35kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de point d'éclair en vase clos à contrôle automatique FPT-261D (méthode Pensky-Martens), pour les produits pétroliers et chimiques.