

Testeur de point d'éclair en vase ouvert automatique FPT-3536D

Réf. : FPT-3536D

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Flash Point Determination Range	Ambient to 400°C
Précision	0.1°C
Heating Rate	Initial heating: 14 ~ 17°C/min
Igniting Mode	Electric ignition
Fire Extinguishing Device	1. When the fire point appears, it can automatically extinguish the fire and return to its original position
Data Transmission Mode	Bluetooth
Ambient Temperature	15 ~ 35°C
Relative Humidity	≤85%
Alimentation	AC(220±5%)V, 50Hz
Total Power Consumption	≤750W
Size(W×D×H)(mm)	510×320×330
Net Weight	20kg
Package Size(W×D×H)(mm)	650×500×610
Gross Weight	35kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de point d'éclair en vase ouvert à contrôle automatique FPT-3536D (méthode Cleveland), pour produits pétroliers.