

Testeur de point d'éclair en vase ouvert FPT-3536

Réf. : FPT-3536



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Heating Device	Furnace heating, no naked fire, explosion prevented. The power is adjustable from 0W to 600W
Test Flame Applicator	It applies the test flame automatically
Thermometer	-6 ~ 400°C
Thermometer Scale	2°C
Igniting Device	Ignition source: coal gas (or civil gas)
Ambient Temperature	15~35°C
Relative Humidity	≤85%
Alimentation	AC(220±10%)V, 50Hz
Power Consumption	≤650W
Size(W×D×H)(mm)	350×290×350 (thermometer is not included)
Net Weight	5.5kg
Package Size (W×D×H)(mm)	650×450×420
Gross Weight	19.6kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur de point d'éclair en vase ouvert FPT-3536 (méthode Cleveland), pour la détermination du point d'éclair et de combustion des produits pétroliers.