

Appareil de point de fusion automatique MPA-70I / 80 / 90I

Réf. : MPA-70I • MPA-80 • MPA-90I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capillary Size	Capillary Position Capacity	Magnification of Lens	Detection Method	Affichage	Temperature Range	Résolution de température	Heating Rate	Temperature Rising Resolution
MPA-70I	Outer φ1.4mm, inner φ1.0mm	4	20x	Fully automatic	10-inch high-definition color screen	RT-360°C	0.1°C	0.1°C--20°C (200 steps, infinitely adjustable)	0.1°C
MPA-80	Outer φ1.4mm, inner φ1.0mm Outer φ 4mm, inner φ3.6mm					RT-400°C	0.01°C		0.01°C
MPA-90I						RT-420°C			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de point de fusion automatique pour la détermination du point de fusion des substances cristallines organiques (médicaments, colorants, parfums). Modèles MPA-70I, MPA-80 et MPA-90I.