

Appareil de point de fusion automatique à vidéo MPA-50 / 70 / 90

Réf. : MPA-50 • MPA-70 • MPA-90



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capillary Position Capacity	Capillary Size	Magnification of Lens	Affichage	Temperature Range	Temperature Accuracy	Résolution de température	Temperature Repeatability	Temperature Gra
MPA-50	4	inner 0.9~1.1mm	8	Color 8- inch Touch Screen	RT-350°C	0.4 at 200°C; 0.7 at 300°C	0.1°C	0.2°C	0.1°C-20°C
MPA-70					RT-400°C		0.01°C		
MPA-90					RT-400°C				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareils de point de fusion automatiques à vidéo MPA-50 / MPA-70 / MPA-90	intègrent la technologie vidéo à la mesure automatique du point de fusion des substances cristallines organiques.
--	---