

Appareil de point de fusion manuel à vidéo MPA-20 / MPA-30

Réf. : MPA-20 • MPA-30

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capillary Position Capacity	Capillary Size	Magnification of Lens	Affichage	Temperature Range	Temperature Accuracy	Résolution de température	Temperature Repeatability	Temperature Gra
MPA-20	4	inner 0.9~1.1mm	8	Color 8- inch Touch Screen	RT-300°C	0.4 at 200°C; 0.7 at 300°C	0.1°C	0.2°C	0.1°C-20°C
MPA-30					RT-350°C				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareils de point de fusion vidéo MPA-20 / MPA-30

intègrent parfaitement la technologie vidéo à la mesure du point de fusion des substances cristallines organiques (médicaments, colorants, parfums).