


Appareil de point de fusion à microscope MP-M4A / MP-M4

Réf. : MP-M4A • MP-M4

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Optic magnification	Measuring mode	Temperature range	Measurement mode	Résolution	Observation mode	Répétabilité	Alimentation	Overall Size(WxDxH)(mm)	Shipping Size (WxDxH)
MP-M4A	40X (10X Eye lens, 4X Objective lens)	Visual	RT-320°C	Capillary or Hot table	0.1°C	Monocular microscope	≤ 200°C: ±1°C; > 200°C: ±2°C	220V±22V, 50Hz±1Hz	215×140×395	300×220×440
MP-M4					1°C					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de point de fusion à microscope MP-M4A / MP-M4, pour les industries pharmaceutique, chimique, textile et des colorants. Observation au microscope du point de fusion des substances cristallines organiques.