

Appareil de point de fusion MPT-I

Réf. : MPT-I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Melting Point Test Range	From room temperature to 270°C
Heating Rate	Four levels 0.5°C/min; 1°C/min; 1.5°C/min; 3.0°C/min
Deviation of Linear Heating Rate	<5%
Temperature Transfer Medium	Methyl silicone oil
Liquid Cup for Temperature Transfer	250ml beaker in tall form
Melting Point Test Precision	Less than 200°C not more than ±0.5°C; more than 200°C not more than ±1.0°C
Indicating Value Resolution	0.1 °C
Operational Environment Temperature	18°C-28°C
Interface	Standard serial printing interface, with its own micro-printer.
Alimentation	AC220/110V; 50/60Hz
Size(W×D×H)(mm)	200×320×305
Shipping Size(W×D×H)(mm)	430×320×450
G.W. (kg)	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'appareil de point de fusion occupe une place importante en chimie et en pharmacie pour la détermination du point de fusion des substances cristallines organiques (médicaments, colorants, parfums et autres). Modèle MPT-I.