

Appareil de point de fusion semi-automatique MPA-30I / MPA-50I

Réf. : MPA-30I • MPA-50I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capillary Size	Capillary Position Capacity	Magnification of Lens	Detection Method	Affichage	Temperature Range	Résolution de température	Heating Rate	Temperature Rising Resolution
MPA-30I	Outer $\varnothing$ 1.4mm, inner $\varnothing$ 1.0mm	4	10x	semi-automatic	10-inch high-definition color screen	RT-350°C	0.1°C	0.1°C--20°C (200 steps, infinitely adjustable)	0.1°C
MPA-50I						RT-400°C			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de point de fusion semi-automatique pour la détermination du point de fusion des substances cristallines organiques (médicaments, colorants, parfums). Modèles MPA-30I et MPA-50I.