

Polarimètre à disque POL-D4 / D4I / D4L

Réf. : POL-D4 • POL-D4I • POL-D4L



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de mesure	Light Source	Optical Wavelength	Scale Division Value	Vernier Reading Value	Magnification	Test Tube Length (mm)	Alimentation	Consumption (W)	External Size (W×H×D)
POL-D4	±180°	Sodium lamp	589 nm	1°	0.05°	3X	50/100/200	AC 220/110 V, 50/60 Hz		500×135×330
POL-D4I		LED+interference filter				4X	100/200	220+22 V, 50+1 Hz	20	435×135×320
POL-D4L									1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Polarimètre à disque (lecture visuelle) POL-D4 / D4I / D4L pour la mesure du pouvoir rotatoire optique.