

Pompe à vide à circulation d'eau verticale VP-95BW

Réf. : VP-95BW

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	VP-95BW
Têtes d'aspiration	5
Type de tête de pompe	Anticorrosion
Débit	80 L/min
Aspiration par tête	10 L/min
Vide maximal	-0,098 MPa
Hauteur de refoulement	12 m
Capacité du réservoir	50 L
Puissance moteur	370 W
Alimentation	220 V, 50 Hz
Matériau du corps	Tôle laminée à froid, revêtement par pulvérisation
Dimensions (l×P×H)	540×430×910 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe à vide à circulation d'eau de configuration verticale à cinq têtes d'aspiration, avec tête de pompe anticorrosion et réservoir de stockage intégré. Elle assure le vide pour les procédés de laboratoire (filtration, évaporation, distillation, etc.).