

Analyseur DCO portable COD-P1000

Réf. : COD-P1000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	COD-P1000
Méthode de mesure	Spectrophotométrie après digestion rapide
Plage de mesure	10–10000 mg/L
Précision	≤5 %
Résolution	0,01
Source lumineuse	Photodiode silicium (importée)
Affichage	Écran couleur 3"
Sortie	Micro USB
Alimentation	Adaptateur secteur / batterie lithium rechargeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de DCO portable par spectrophotométrie après digestion rapide. Plage 10–10000 mg/L, précision ≤5 %, écran couleur 3", alimentation par adaptateur secteur ou batterie lithium rechargeable.