

Colorimètre portable CM-P110 (ouverture $\Phi 4$ mm)

Réf. : CM-P110

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-P110
Géométrie éclairage / observation	8/d
Ouverture de mesure	$\Phi 4$ mm
Détecteur	Photodiode photoélectrique silicium
Positionnement	Par éclairage / par croix
Face de mesure	Grande face stable et petite face concave-convexe
Espaces colorimétriques	CIE L*a*b*C*h*, CIE L*a*b*, CIE XYZ
Formules d'écart	ΔE^*_{ab} , $\Delta L^*_{a^*b^*}$, $\Delta E^*_{C^*h^*}$
Source lumineuse	D65 (excitation LED bleue)
Écart inter-instruments	$\leq 0,80 \Delta E^*_{ab}$
Stockage	100 étalons, 20000 échantillons
Répétabilité	Écart-type $\Delta E^*_{ab} \leq 0,08$ (moyenne de 30 mesures de la plaque blanche étalon)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colorimètre portable à mesures rapides grâce aux paramètres de plaque blanche intégrés. Double positionnement (par éclairage et par croix) pour une précision accrue.