

# Conductimètre portable à écran couleur

Réf. : CON-P10

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle  | Gamme | Résolution                              | Précision                   |
|---------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| CON-P10 | —     | 0,1 °C; $\pm 0,5\text{ °C} \pm 1$ digit | $\pm 0,5\%FS \pm$ one digit |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran couleur 3,7 pouces, interface conviviale.

Journalisation jusqu'à 3000 groupes de données.

Étalonnage 1 point.

Port de charge USB Type-C (conforme à la nouvelle réglementation UE).

**Idéal en environnement difficile**

indice IP57, protecteur en silicone et housse de protection contre les chocs.

Grand écran LCD rétroéclairé affichant conductivité/TDS/salinité et température avec icônes de stabilité.

Support pliable permettant une utilisation sur paillasse.