

Ionomètre portable

Réf. : I310T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution
I310T	—	0,1, 0,01 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile LCD couleur haute définition 4,3 pouces.

Lecture multiple automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Maintien automatique du point de mesure.

Stockage jusqu'à 500 jeux par paramètre (conforme BPL/GLP).

Communication USB.

Arrêt automatique prolongeant l'autonomie de la batterie.