

Mesureur pH / conductivité / oxygène dissous portable

Réf. : DO-PCP10

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
DO-PCP10	—	—	0,01/0,1/0,001 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran couleur 3,7 pouces, interface conviviale.

Journalisation jusqu'à 3000 groupes.

Étalonnage

pH 1-3 points ; conductivité 1 point ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Port de charge USB Type-C (conforme à la nouvelle réglementation UE).

Idéal en environnement difficile

indice IP57 (étanche et anti-poussière), protecteur silicone et housse anti-chocs.

Grand écran LCD rétroéclairé affichant la valeur mesurée avec icônes de stabilité.

Support pliable permettant une utilisation sur paillasse.

Pour tests de liquides courants.