

pH-mètre portable économique

Réf. : PH110B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH110B	—	0,01pH	±0,03 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD 3,5 pouces.

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Arrêt automatique prolongeant l'autonomie.

Étanche IP65, adapté aux mesures de terrain et en extérieur.

Étalonnage 1-2 points avec reconnaissance des standards.

Compensation de température manuelle pour des résultats précis.