

pH-mètre portable économique

Réf. : PH-P10

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-P10	—	0,01/0,1/0,001 pH	±0,002 pH ± one digit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran couleur 3,7 pouces, interface conviviale.

Journalisation jusqu'à 3000 groupes.

Étalonnage 1-3 points.

Port de charge USB Type-C (conforme à la nouvelle réglementation UE).

Idéal en environnement difficile

indice IP57 (étanche et anti-poussière), protecteur silicone et housse anti-chocs.

Grand écran LCD rétroéclairé affichant pH/mV et température avec icônes de stabilité.

Support pliable permettant une utilisation sur paillasse.

Pour tests de liquides courants.