

pH-mètre portable (étalonnage 5 points)

Réf. : PH310T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH310T	—	0,1, 0,01 pH	±0,01 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile LCD couleur haute définition 4,3 pouces.

Lecture multiple automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Maintien automatique du point de mesure.

Stockage jusqu'à 500 jeux par paramètre (conforme BPL/GLP).

Communication USB.

Arrêt automatique prolongeant l'autonomie.

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Étanche IP65, adapté aux mesures de terrain.