

pH-mètre portable (étalonnage 8 points)

Réf. : PH510T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH510T	—	0,1, 0,01, 0,001pH	±0,002 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile LCD couleur haute définition 4,3 pouces.

Système intelligent

gestion des utilisateurs, des étalonnages, des électrodes, des méthodes, des données et des journaux.

Lecture multiple

automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Maintien automatique du point de mesure.

Stockage de 1000 jeux par paramètre (conforme BPL/GLP).

Analyse des données

revue, comparaison et recalcul.

Communication USB.

Étalonnage 1-8 points avec reconnaissance des standards.

Étanche IP65.