

# Mesureur pH / ORP portable

Réf. : PHO-P10

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle  | Paramètres | Gamme | Résolution        |
|---------|------------|-------|-------------------|
| PHO-P10 | —          | —     | 0,01/0,1/0,001 pH |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran couleur 3,7 pouces, interface conviviale.

**Étalonnage pH** 1-3 points.

**ORP** mesure et affichage simultané de la température (°C/°F).

Journalisation jusqu'à 3000 groupes.

Port de charge USB Type-C (conforme à la nouvelle réglementation UE).

**Idéal en environnement difficile** indice IP57 (étanche et anti-poussière), protecteur silicone et housse anti-chocs.

Grand écran LCD rétroéclairé affichant valeur et température avec icônes de stabilité.

Support pliable permettant une utilisation sur paillasse.

Pour tests de liquides courants.