

Thermocycleur PCR économique PCR-TC16

Réf. : PCR-TC16

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC16
Capacité d'échantillons	16×0,2 ml
Plage de température	4–99,9 °C
Vitesse de chauffe max	5 °C/s
Vitesse de refroidissement max	4 °C/s
Précision de température	±0,2 °C
Uniformité de température	±0,25 °C
Contrôle de température	Bloc / Tube
Température du couvercle chauffant	30–110 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C
Durée d'une étape	1 s – 59 min 59 s (0 = infini)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleur PCR économique et compact, capacité 16×0,2 ml, contrôle de température par bloc/tube et couvercle chauffant réglable.