

Portable ultra-basse température Congélateur for Your Lab

Réf. : FZ-45P25 • FZ-60P25 • UFZ-86P25 • UFZ-86P02

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
FZ-45P25	18 °C to -45 °C	25 L
FZ-60P25	18 °C to -60 °C	25 L
UFZ-86P25	18 °C to -86 °C	25 L
UFZ-86P02	18 °C to -86 °C	2 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur portable pour le transport et la conservation nomade d'échantillons et produits médicaux.