

Poste d'anatomopathologie / station de découpe — Type fermé (PW-1000F/1500F/1800F)

Réf. : PW-1000F • PW-1500F • PW-1800F



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PW-1000F	PW-1500F	PW-1800F
Type	Fermé, avec porte vitrée motorisée	Fermé, avec porte vitrée motorisée	Fermé, avec porte vitrée motorisée
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	1000×800×2350	1500×800×2350	1800×800×2350
Surface de travail (l×P×H) (mm)	895×430×50	1395×430×50	1695×430×50
Hauteur du plan de travail	900 mm	900 mm	900 mm
Débit d'extraction	1000–1200 m ³ /h	1000–1200 m ³ /h	1000–1200 m ³ /h
Corps / plan de travail	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Lampe LED	24 W×1	36 W×1	36 W×1
Lampe UV	15 W×1	15 W×1	20 W×1
Alimentation	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz
Consommation	700 W	700 W	700 W
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	1180×910×2560	1680×910×2560	1980×910×2560
Poids brut (kg)	290	360	415

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Postes de travail, accessoires et pièces de rechange pour dissections, autopsies, nécropsies et autres procédures anatomopathologiques. Comprend des stations de découpe/parage et des tables de dissection, avec évier et système de ventilation intégrés.

Caractéristiques :

Système d'aspiration des odeurs et système de filtration de l'air, évacuant efficacement les gaz nocifs, à faible bruit et à extraction puissante.

Remplacement facile du filtre, pratique pour l'entretien.

Fonction de stérilisation UV et fonction de minuterie programmables.

Système de rinçage du plan de travail, pratique pour le nettoyage et l'évacuation des déchets.

Conception entièrement en acier inoxydable 304, résistant à la rouille et à la corrosion.