

Poste d'anatomopathologie / station de découpe — Type ouvert (PW-1000/1500/1800)

Réf. : PW-1000 • PW-1500 • PW-1800



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PW-1000	PW-1500	PW-1800
Type	Ouvert, sans porte vitrée frontale	Ouvert, sans porte vitrée frontale	Ouvert, sans porte vitrée frontale
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	1000×760×1950	1500×760×1950	1800×760×1950
Surface de travail (l×P×H) (mm)	895×430×50	1395×430×50	1695×430×50
Hauteur du plan de travail	900 mm	900 mm	900 mm
Débit d'extraction	1000–1200 m ³ /h	1000–1200 m ³ /h	1000–1200 m ³ /h
Corps / plan de travail	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Lampe LED	24 W×1	36 W×1	36 W×1
Lampe UV	15 W×1	15 W×1	20 W×1
Alimentation	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz	AC 220±10 % V, 50/60 Hz ; 110±10 % V, 60 Hz
Consommation	700 W	700 W	700 W
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	1180×910×2150	1680×910×2150	1980×910×2150
Poids brut (kg)	270	335	380

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Postes de travail, accessoires et pièces de rechange pour dissections, autopsies, nécropsies et autres procédures anatomopathologiques. Comprend des stations de découpe/parage et des tables de dissection, avec évier et système de ventilation intégrés.

Caractéristiques :

Système d'aspiration des odeurs et système de filtration de l'air, évacuant efficacement les gaz nocifs, à faible bruit et à extraction puissante.

Remplacement facile du filtre, pratique pour l'entretien.

Fonction de stérilisation UV et fonction de minuterie programmables.

Système de rinçage du plan de travail, pratique pour le nettoyage et l'évacuation des déchets.

Conception entièrement en acier inoxydable 304, résistant à la rouille et à la corrosion.