

Sorbonne en polypropylène (PP) série FMH-DP

Réf. : Série FMH-xxxxDP (PP)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
FMH-1000DP	1047×800×2450	787×560×700
FMH-1200DP	1247×800×2450	987×560×700
FMH-1500DP	1547×800×2450	1287×560×700
FMH-1800DP	1847×800×2450	1587×560×700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorbonne en polypropylène (PP) adaptée aux expériences avec acides forts, bases fortes et substances corrosives. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD. Ouverture max 740 mm, plan de travail 820 mm.