

Sorbonne PP à laveur de gaz série FMH-DP(S)

Réf. : Série FMH-xxxxDP(S) (PP + laveur)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
FMH-900DP(S)	900×1050×2275	770×500×900
FMH-1200DP(S)	1200×1050×2275	1070×500×900
FMH-1500DP(S)	1500×1050×2275	1270×500×900
FMH-1800DP(S)	1800×1050×2275	1570×500×900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sorbonne en polypropylène (PP) équipée d'un laveur de gaz à double canal (double scrubber) pour neutraliser les vapeurs corrosives. Affichage de la valeur pH et communication 485. Ouverture max 750 mm, plan de travail 800 mm.