

Processeur de tissus fermé entièrement automatique TP-EQ1

Réf. : TP-EQ1



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-EQ1
Type	Fermé (système clos)
Stations de réactif	12 (6 L)
Chambres à paraffine	3 (6 L)
Capacité de la station de traitement	9 L
Capacité du panier	300 cassettes
Afficheur	Écran tactile LCD 15"
Filtration	Flacon de recyclage + charbon actif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

- Écran tactile LCD couleur intelligent de 15 pouces, tactile sensible.
- Nombreuses interactions homme-machine** rappels de fausse manœuvre, etc.
- Affichage synchronisé des stations de travail.

Système fermé

12 stations de réactif + 3 chambres à paraffine de 6 L chacune, flacon de recyclage, flacon à charbon actif, station de traitement 9 L, panier de 300 cassettes.