


Processeur de tissus entièrement automatique (TP-A1 / TP-A3A)

Réf. : TP-A1 • TP-A3A



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A1	TP-A3A
Nombre de béciers	12 (9 réactifs + 3 paraffine)	12 (9 réactifs + 3 paraffine)
Capacité par bécier	750 mL	1000 mL
Capacité du panier	40 cassettes	60 cassettes
Durée de traitement	1er bécier 0–99 h 59 min ; autres 0–23 h 59 min	1er bécier 0–99 h 59 min ; autres 0–23 h 59 min
Protection coupure	UPS intégré	UPS intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Écran tactile couleur intelligent, affichage en temps réel de l'état de fonctionnement.
2. Affichage synchronisé des stations de travail, progression claire.
3. Protection contre les coupures de courant, système UPS intégré.

12 béciers (9 réactifs, 3 paraffine) de 750 mL (TP-A1) ou 1000 mL (TP-A3A), panier à tissus de 40 (TP-A1) ou 60 (TP-A3A) cassettes.