


Processeur de tissus entièrement automatique (TP-A1000 / TP-A1500)

Réf. : TP-A1000 • TP-A1500

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A1000	TP-A1500
Nombre de béciers	12 (9 réactifs + 3 paraffine)	12 (9 réactifs + 3 paraffine)
Capacité par cuve	1000 mL	1500 mL
Cassettes par cycle	60	95
Programmes	16 jeux éditables	16 jeux éditables
Protection coupure	4–6 h	4–6 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Surface traitée par pulvérisation électrostatique APS.
2. 16 jeux de programmes éditables, fonctionnement intelligent.
3. **Protection contre les coupures de courant** poursuite du fonctionnement pendant 4 à 6 heures.

12 béciers (9 réactifs, 3 paraffine ; les 10e, 11e et 12e sont des béciers à paraffine) de 1000 mL (TP-A1000) ou 1500 mL (TP-A1500), 60 ou 95 cassettes.