

Processeur de tissus entièrement automatique TP-A3B

Réf. : TP-A3B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A3B
Nombre de béciers	12 (9 réactifs + 3 paraffine)
Capacité par bécier	1500 mL
Capacité du panier	100 cassettes
Programmes	20 jeux
Durée de traitement	1er bécier 0–99 h 59 min ; autres 0–23 h 59 min
Protection coupure	UPS intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Écran tactile couleur intelligent, affichage en temps réel de l'état de fonctionnement.
 2. Affichage synchronisé des stations de travail.
 3. Protection contre les coupures de courant, système UPS intégré.
- 12 béciers (9 réactifs, 3 paraffine) de 1500 mL, panier à tissus de 100 cassettes, 20 programmes.