


Processeur de tissus automatique à écran tactile TP-A3D

Réf. : TP-A3D



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A3D
Nombre de bécjers	12 (9 réactifs + 3 paraffine)
Capacité par bécjher	2000 mL
Capacité du panier	125 cassettes
Afficheur	Écran tactile couleur 7"
Purification d'air	Circulation interne, adsorption des gaz nocifs
Programmes	20 jeux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Écran tactile couleur intelligent de 7 pouces, affichage en temps réel de l'état.
 2. Affichage synchronisé des stations de travail.
 3. Système de purification d'air à circulation interne, adsorption efficace des gaz nocifs.
- 12 bécjers (9 réactifs, 3 paraffine) de 2000 mL, panier à tissus de 125 cassettes, 20 programmes.