


Processeur de tissus automatique à 2 paniers TP-A3SI

Réf. : TP-A3SI



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A3SI
Nombre de béciers	14 (10 réactifs + 4 paraffine)
Capacité par bécier	2000 mL
Nombre de paniers	2
Capacité par panier	125 cassettes
Afficheur	Écran tactile couleur 7"
Durée de traitement	1er et 2e béciers 0–99 h 59 min ; autres 0–23 h 59 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Écran tactile couleur intelligent de 7 pouces, affichage en temps réel de l'état.
 2. Affichage synchronisé des stations de travail.
 3. Conception unique à deux paniers à tissus, pratique pour le tri des échantillons.
- 14 béciers (10 réactifs, 4 paraffine) de 2000 mL, 2 paniers de 125 cassettes chacun.